

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 15:22

Link do produktu: <https://www.lakierowo.pl/neonail-lakier-hybrydowy-miss-buenos-7-2-ml-p-2388.html>



NeoNail lakier hybrydowy Miss Buenos - 7,2 ml

Cena	36,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8889-7
Producent	NEONAIL

Opis produktu

Lakier hybrydowy Miss Buenos podkreśli Twoje paznokcie karnawałowe

- Co sądzisz o zmianie swoich standardowych stylizacji paznokci, zamieniając je w **manicure na karnawał**?
- Poznaj **karnawałową kolekcję lakierów hybrydowych Carnival Cities**, dzięki której Twój manicure nigdy nie będzie nudny – zawsze będzie się wyróżniał!
- **Miss Buenos to brokatowy róż**, który przypadnie do gustu każdej kobiecie.
- Niezależnie od tego, czy wybierasz się na ważną uroczystość, spotkanie z przyjaciółkami czy tworzysz **manicure na bal karnawałowy**, Miss Buenos na pewno sprosta Twoim oczekiwaniom i dopasuje się do każdej okazji!
- **Lakier hybrydowy na bal karnawałowy w kolorze jasnego, brokatowego różu**

***UWAGA:** Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych ze względu na indywidualne ustawienia monitora.

Zastosowanie

1. Delikatnie zmatowić paznokieć polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć cleanerem.
2. Nałożyć cienką warstwę HARD BASE i utwardzić w lampie LED lub UV według tabeli.
3. Nałożyć warstwę lakieru hybrydowego w wybranym kolorze i utwardzić w lampie LED/UV według tabeli (im ciemniejszy kolor tym dłuższy czas utwardzania). Dla uzyskania głębi koloru czynność należy powtórzyć.
4. Nałożyć warstwę HARD TOP dla nadania bardzo wyrazistego połysku.
5. Utwardzić w lampie LED/UV według tabeli, po czym przemyć cleanerem.
6. *W celu ściągnięcia z paznokci lakieru - żelu, należy zmatowić blokiem polerskim błyszczącą warstwę, następnie zastosować Aceton.

* w tym celu należy nanieść aceton na folię Foil Nail Wraps (lub zastosować wacik bezpyłowy i przykryć nim paznokieć, następnie owinać go folią aluminiową) i pozostawić na okres ok. 10 min. Jeśli pozostaną resztki lakieru - żelu, należy usunąć je drewnianym patyczkiem lub metalowym kopytkiem.